



UNIMAX[®]

LAS ALTAS PRESTACIONES DE LA TECNOLOGÍA FREEMAX EN LENTES MONOFOCALES

Para usuarios de monofocales que quieren las mas altas prestaciones en su corrección

UNImax es la lente monofocal avanzada fabricada con tecnología FreeMax. UNImax aporta máxima calidad de visión al usuario, ya que elimina el astigmatismo oblicuo en la zona útil de la lente. Para ello se tiene en cuenta la posición de uso respecto al ojo para calcular la potencia resultante con total precisión. La optimización del diseño de la lente se consigue gracias a los beneficios ópticos y geométricos que aporta la tecnología FreeMax.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Máxima calidad visual en toda la superficie de la lente.
- Lentes más estéticas debido a la reducción de espesor de centro y borde en lentes positivas, y mayor equilibrio de espesores en todos los casos.
- Hasta un 50 % más de campo visual completamente libre de aberraciones (vs lente convencional esférica).

VENTAJAS PARA EL ÓPTICO

- Satisfacción total del cliente.
- Descentramiento automático variable, obteniendo mayor utilidad de todo el diámetro.
- Posibilidad de reconocimiento y diferenciación debido a la marca de garantía FreeMax.



freemaxvision.com